

Desinfektion im Vaporisator – eine Anleitung

- ▶ Händedesinfektionsmittel zur Händedesinfektion verwenden.
- ▶ Flächendesinfektionsmittel zur Flächendesinfektion verwenden.
Nur am Inhalationszubereitungsplatz bzw. rund um den Vaporisator.
- ▶ Vaporisator regelmäßig außen abwischen und desinfizieren.
- ▶ Kalkablagerungen entfernen. Dazu kann Zitronensäure verwendet werden.
Danach mit klarem Wasser nachwischen.
- ▶ Küchenrolle oder Einmalhandtuch können als Unterlage verwendet werden.
- ▶ Der Vaporisator bleibt nach dem Vaporisationsvorgang geschlossen.
Kurz vom Körper abgewandt kann man Dampf entweichen lassen, wenn man das möchte. Die Teile können 36h im geschlossenen Vaporisator liegen bleiben.
- ▶ Keine Vaporisatoren mit Trocknungsfunktion verwenden.

Mehr Informationen finden Sie in unserer Hygienebroschüre „Leben mit CF – Hygiene im Alltag“.



www.cystischefibrose.info



Vaporisieren



Schritt 1: Nach der Inhalation Teile einzeln unter lauwarmen Wasser gründlich waschen.



Schritt 2: Alle Teile feucht in den Vaporisator legen.



Schritt 3: Wasser gemäß Gerätebeschreibung einfüllen. Einschalten und vaporisieren...



Inhalationsvorbereitung



Schritt 1: Händedesinfektion vor Entnahme der Teile



Schritt 2: Zusammenstellen der einzelnen Teile. Ablage, wenn notwendig, auf frischer Küchenrolle oder Einmalhandtuch.